



CIS PURETEC
A DIVISION OF CIS PHARMA AG

www.cis-puretec.com

CIS Pharma AG
Hauptstrasse 159
CH-4416 Bubendorf
Tel: +41 (0) 61 935 5323
Fax: +41 (0) 61 931 2717
E-Mail: info@cis-pharma.com

Technisches Merkblatt

Aktivator

Zusatzmittel für Buntmetallbeizen

Eigenschaften:

Lieferform:	fast farblose Flüssigkeit
Geruch:	charakteristisch
Flammpunkt:	>100°C
Dichte (20°C):	1,13 g/ml
pH-Wert (unverd., 20°C):	<3
Mischbarkeit mit Wasser:	beliebig

Anwendung:

Aktivator

ist ein Gemisch aus Wasserstoffperoxid in Lösung mit Zusatz von ungefährlichen Additiven.

als Zusatz beschleunigt die Desoxidation und die Aufhellung der Oberflächen in der Cuproten/Cuproten SA -Lösung.

bewirkt ein verbessertes gleichmäßiges Aufhellen der Metalloberflächen (Zumischung 5 - 10% Aktivator bezogen auf die Einsatzmenge Cuproten bzw. Cuproten SA).

Sicherheit:

Die Warneinschrift auf dem Etikett und die Sicherheitsratschläge des **Sicherheitsdatenblattes** sind zu beachten.

Einstufung: XI Reizend mit R 37/38-41-52/53

Kennzeichnung:



GHS05 Ätzwirkung